

MedPro®

The Professional Choice
Le choix des professionnels
La opción profesional



Instructions pour le bain de siège

Préparation du bassin

1. Soulever le siège et le couvercle de la toilette.
2. Placer le bassin du bain de siège sur le bol de toilette avec l'indicatif « Front » à l'avant du bol de toilette.
3. Emplir le bassin jusqu'au tiers ou à moitié avec de l'eau chaude : 38 à 40° C (100 à 105° F).
4. Insérer et fixer le tube dans l'ouverture avant ou arrière du bain de siège.

Préparation du sac

1. Placer la pince de contrôle de l'écoulement autour du tube près du sac.
2. À l'aide de la pince de contrôle de l'écoulement, pincer le tube en glissant la pince sur le tube du côté large vers le côté étroit.
3. Ouvrir le dessus du sac et emplir le sac avec de l'eau chaude : 38 à 40° C (100 à 105° F).
4. Placer ou pendre le sac au-dessus du bain de siège.

Traitement

1. S'asseoir dans le bain de siège de 15 à 20 minutes.
2. Maintenir la température de l'eau en ajoutant de l'eau à l'aide de la pince de contrôle (le surplus d'eau se draine par les ouvertures situées à l'arrière du bassin).
3. Une fois la température voulue atteinte, fermer l'écoulement.

Sitz Bath – Instructions

Basin preparation

1. Raise toilet seat and cover
2. Place Sitz Bath basin on bowl with “front” designation towards front of bowl.
3. Fill basin with warm water (100-105 F° or 38-40 C°) 1/2 to 2/3 full.
4. Insert tubing through front or rear entry hole in Sitz Bath basin. Snap or secure tube into channel in basin bottom.

Bag preparation

1. Position flow control clamp toward Sitz Bath Bag.
2. Using clamp, close tubing by sliding clamp over tube from wide to narrow side.
3. Open top of bag and fill with hot water (105-110 F° or 40-43 C°).
4. Place or hang bag above Sitz Bath.

Treatment

1. Sit in Sitz Bath for 15-20 minutes.
2. Maintain water temperature by adding water by opening clamp. Overflow will drain through openings at the back of the basin.
3. Once desired temperature is reached, close clamp.
4. After treatment, empty and rinse basin.

Instrucciones para el baño de asiento

Preparación de la taza del retrete

1. Levante el asiento y la tapa de la taza
2. Coloque el baño de asiento en la taza, con la inscripción “frente” hacia el frente de la taza
3. Llène el baño de asiento hasta la mitad o tres cuartos con agua templada (100-105F° o 38-40C°)

Preparación de la bolsa

1. Oriente la pinza de control de flujo hacia la bolsa
2. Use la pinza para cerrar el tubo, deslizándola del lado ancho al estrecho
3. Abra la bolsa y llénela con agua templada (105-110F° o 40-43C°)
4. Coloque o cuelgue la bolsa a más altura que el baño de asiento

Tratamiento

1. Siéntese en el baño de asiento de 15 a 20 minutos
2. Mantenga la temperatura deseada del agua, añadiendo agua por medio de la pinza de control. Le exceso de líquido desaguará por los agujeros de la parte de atrás del recipiente
3. Cierre la pinza una vez que el agua esté a la temperatura deseada
4. Vacíe y limpie el recipiente después del tratamiento