

## Precautions

1. Ensure the toilet seat is in the down position before use.  
Not doing so may cause damage to commode and possible injury.
2. Make sure to read and understand these assembly instructions before installing the commode.  
If you cannot understand these instructions, contact a healthcare provider or technical professional before you attempt to install this product.
3. Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage, do not use the product.  
Contact the provider/carrier for further instructions.
4. In order to ensure that the leg extensions are securely locked in position, make certain that the "E" Clips protrude through the hole of each leg extension.
5. Ensure all screws, nuts and/or bolts are tightened.
6. The footrests can be folded out of the way when they are not in use by folding the footplate upward, releasing the locking mechanism, and then folding the footplates inward towards the front of the chair.
7. Users with limited physical strength should be supervised or assisted while using commodes.
8. The arm supports are meant for assistance only, **Do Not** attempt to use the arms to support full-body weight.
9. The arms should be pushed back when transferring onto or off of the chair.

## Précautions

1. Assurez-vous que le siège des toilettes est en position basse avant utilisation.  
Le non-respect de cette consigne peut endommager la chaise d'aisance et causer des blessures.
2. Assurez-vous de lire et de comprendre ces instructions d'assemblage avant d'installer la chaise d'aisance.  
Si vous avez de la difficulté à comprendre ces instructions, contactez un fournisseur en soins de santé ou un technicien professionnel avant d'essayer d'installer ce produit.
3. Avant d'assembler, inspectez toutes les pièces, pour déceler des dommages dus au transport.  
S'il y a des dommages pendant le transport, n'utilisez pas le produit. Contactez le fournisseur pour obtenir des instructions supplémentaires.
4. Afin de garantir que les extensions soit solidement verrouillées, assurez-vous que les pinces de retenue "E" passent bien à travers des trous de chaque extension.
5. Assurez-vous que toutes les vis, écrous et/ou boulons sont reserrés.
6. Les repose-pieds peuvent être mis à l'écart lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Déverrouillez le mécanisme en faisant pivoter les repose-pieds vers le haut, puis replier vers l'intérieur, en avant de la chaise.
7. Les utilisateurs ayant une force physique limitée doivent être supervisés ou aidés lors de l'utilisation de la chaise d'aisance.
8. Utilisez les appuis-bras uniquement pour vous aider.  
N'essayez pas de les utiliser pour supporter tout le poids du corps.
9. Les appuis-bras peuvent être repoussés pour faciliter le transfert sur/ou hors de la chaise d'aisance.

## Lifetime Limited Warranty

Your **MedPro Defense**® commode is warranted to be free of manufacturer's defect of material and workmanship for the lifetime of the commode to the original consumer purchaser.

This warranty does not cover product failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your **MedPro Defense**® product or this warranty, please contact A.M.G. Medical.

## Garantie limitée à vie

Votre chaise d'aisance **MedPro Defense**® est garantie contre tout les défauts de matériaux et de fabrication du fabricant pour la durée de vie de la chaise d'aisance de l'acheteur initial.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances du produit dues à une mauvaise utilisation ou à une négligence du propriétaire, ou à une usure normale. La garantie ne s'applique pas aux composants non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et doivent être remplacés périodiquement.

Si vous avez une question concernant votre produit **MedPro Defense**® ou cette garantie, veuillez contacter A.M.G. Médical.

To learn more about this or any other MedPro Defense product, please contact your **A.M.G. Medical Inc.** representative or call toll-free: **1-800-363-2381**.

Pour en savoir plus sur les produits de Pro Defense, communiquez avec votre représentant **A.M.G. Medical Inc.** ou composez sans frais le **1-800-363-2381**.



**A.M.G. Medical Inc.**  
Montréal, Québec  
H4T 1V5 Canada  
www.amgmedical.com




# Zorbi™ Shower Commode Chair Chaise d'aisance pour la douche de Zorbi<sup>MC</sup>

Model / Modèle :  
770-305

 **275 lb  
(125 kg)** **Weight Capacity  
Capacité de poids**

**Height Adjustable  
Hauteur ajustable**



**ZORBI COMPATIBLE**


Hygienic bags for infection control  
Sacs hygiéniques pour le contrôle des infections  
764-104 - 764-106 - 770-384 (Seat adapter)

**DermaFRESH™**


Wet and Dry Cleansing Wipes  
Lingettes nettoyantes humides et sèches  
760-060 - 760-070 - 760-080

# Assembly Instructions \ Instructions de montage


- 1** En. Insert the casters into the frame and use "E" Clips to secure them in place.  
Fr. Insérez les roulettes dans le cadre et utilisez les pinces de retenue en «E» pour les fixer en place.




- 2** En. Assemble the footrests by inserting the footrests into the top of the front legs from the outside of the frame. Once inserted, turn the footrests inward until they lock in position.  
Fr. Assemblez les repose-pieds en les insérant à partir du haut des pattes avant vers l'extérieur du cadre. Une fois insérés, faites pivoter les repose-pieds vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils soit verrouillés.



- 3** En. Assemble the backrest by inserting the supporting poles into the back of the seat frame. Secure in place using the lock knobs provided.  
Fr. Assemblez le dossier en insérant les Poteaux de soutien dans le dossier du cadre du siège. Fixez-le en place à l'aide des Bouton de serrage fournis.



- 4** En. The angle of the footplates is adjustable to fit the user. Using the Allen key, loosen the screws by turning counter-clockwise, adjust the footplate to a suitable angle and re-tighten.  
Fr. L'angle de la palette du repose-pieds est ajustable pour s'adapter à l'utilisateur. À l'aide de la clé hexagonale, desserrez les vis en tournant dans le sens antihoraire, et ajustez la palette du repose-pieds à un angle approprié et resserrez.



- 5** En. Slide commode bucket underneath the seat into the receptacle.  
Fr. Faites glisser le seau de la chaise d'aisance sous le siège dans le réceptacle.
- 6** En. Remove cover over commode bucket before use.  
Fr. Retirez le couvercle de la chaise d'aisance avant de l'utiliser.