



SPÉCULUM VAGINAL

Jetable

Recommandé pour les examens gynécologiques de routine



- *Fabriqué à partir de résine plastique claire, rigide et non-toxique, d'une grande solidité.*
- *Permet l'examen de la muqueuse vaginale à 360° sans rotation.*
- *Permet un vaste choix d'ajustements et de manipulations.*
- *Mécanisme de verrouillage permettant diverses positions ouvertes.*
- *S'ajuste en fonction de l'élévation et de l'angle.*
- *Peut être manipulé d'une seule main.*
- *Très grande transparence permettant une visibilité maximale, sans décoloration des tissus humains.*

No. AMG	Produit	Spécifications
015-300	Spéculum vaginal, petit	10,8 cm x 1,9 cm x 15,2 cm (4 1/4" X 3/4" X 6")
015-305	Spéculum vaginal, moyen	10,8 cm x 3,2 cm x 15,2 cm (4 1/4" X 1 1/4" X 6")
015-310	Spéculum vaginal, grand	10,8 cm x 3,8 cm x 15,2 cm (4 1/4" X 1 1/2" X 6")

10 spéculum par sac, 10 sacs par caisse

Pour plus de renseignements concernant ce produit ou tout autre produit de la gamme MedPro, veuillez communiquer avec votre représentant AMG ou signaler sans frais le 1-800-363-2381.

Fabriqué et imprimé en Chine pour :
A.M.G. Medical Inc.
8505 Dalton, Montréal, QC H4T 1V5
Canada • 1-800-363-2381

Distribué aux É.-U. par :
AMG Medical, Inc.
8396 State route 9 PMB 1,
West Chazy NY 12992 USA • 1-888-412-4992